

Vejledning til kunder med diabetes / nedsat kredsløb.

Diabetikere og personer med nedsat blodforsyning i fødder skal være ekstra opmærksomme på føddernes tilstand. Tryk fra fodtøj kan give skader på huden og evt. sår øger risikoen for infektion. For at hindre dette anbefaler vi følgende:

Undersøg regelmæssigt fødderne for trykmærker. Ved trykmærker vil huden være rød og irriteret. Undlad ved trykmærker at bruge fodtøjet og kontakt ortopædskomageren.

Ved nedsat syn kan det være nødvendigt, at andre personer kontrollerer fødderne, og vi anbefaler regelmæssig konsultation hos en statsautoriseret fodterapeut. Indlæg i ortopædisk fodtøj bør regelmæssigt tages ud af fodtøjet og fodtøjet tømmes for eventuelle sand/sten eller lignede. Der skal ved samme lejlighed undersøges for indvendige folder og rynker, da alle uregelmæssigheder kan give tryk.

Fodtøjet er et personligt hjælpemiddel som er konstrueret til dig og må ikke benyttes af andre.

I de fleste tilfælde er gradvis tilvænning nødvendig.

Fodtøjet skal jævnligt efterses for slid og repareres ved tydeligt tegn på slid. For stort slid kan medføre, at skoene ikke længere giver den optimale støtte.

Hvis der opstår synlige tegn på, at limninger har taget skade, bør skoene ikke benyttes, men omgående repareres.

Vær opmærksom på, at skoene til enhver tid skal være stabil og støtte korrekt. Er dette ikke tilfældet, kan det være tegn på forandringer i skoens materialer. Fodtøjet bør indleveres til eftersyn.

Fodtøjet bør behandles som alm. fodtøj med konkret anvisning på deres fodtøj.

Fodtøjet bør ikke udsættes for stærk varme.

Skoene bør kun tørres ved normal stuetemperatur.

Garantien følger gældende Dansk købelov. Garantien omfatter ikke almindelig slitage og bortfalder, såfremt defekt opstår som følge af misligholdelse, forkert brug eller pleje.

Hvis du er tvivl er du altid velkommen til at kontakte HR2ortopædi.