

Vejledning til ortopædisk fodtøj til børn

Vi gør opmærksom på følgende:

Ortopædisk fodtøj til børn bør, som alt andet fodtøj til børn, jævnligt kontrolleres for korrekt pasform. Børnefødder vokser oftest i ryk og der er vigtigt, at voksne omkring barnet kontrollerer pasformen.

Da fodtøjet er specielt fremstillet til dit barn, gør vi opmærksom på følgende:

Fodtøjet er et personligt hjælpemiddel som er konstrueret til dit barn og må ikke benyttes af andre.

I de fleste tilfælde er gradvis tilvæning nødvendig.

Fodtøjet skal jævnligt efterses for slid og repareres ved tydeligt tegn på slid. For stort slid kan medføre, at skoene ikke længere giver den optimale støtte. Hvis der opstår synlige tegn på, at limninger har taget skade, bør skoene ikke benyttes, men omgående repareres.

Vær opmærksom på, at skoene til enhver tid skal være stabil og støtte korrekt. Er dette ikke tilfældet, kan det være tegn på forandringer i skoens materialer. Fodtøjet bør indleveres til eftersyn.

Fodtøjet bør behandles som alm. fodtøj med konkret anvisning på deres fodtøj.

Fodtøjet bør ikke udsættes for stærk varme.

Skoene bør kun tørres ved normal stuetemperatur.

Garantien følger gældende Dansk købelov. Garantien omfatter ikke almindelig slitage og bortfalder, såfremt defekt opstår som følge af misligholdelse, forkert brug eller pleje.

Hvis du er tvivl er du altid velkommen til at kontakte HR2ortopædi.